

RESUPERFICIALIZACIÓN TOTAL DE CADERA



Descripción general

Esta cirugía reemplaza las porciones enfermas o dañadas de la cadera con implantes diseñados para restaurar la función de la articulación de la cadera.

Se remueve el hueso dañado

Luego de separar el fémur de la cavidad cotiloidea, se remueve el área dañada. Se le da nueva forma a la esfera para que se adapte al implante de fémur.

Se limpia la cavidad

El cartílago y hueso dañados se remueven de la cavidad cotiloidea.

Se implanta el caparazón metálico

Un caparazón metálico se inserta a presión dentro de la cavidad del hueso de la cadera, o acetábulo. El caparazón puede fijarse con cemento para huesos, o se pueden añadir tornillos.

Se conecta el componente de la esfera

Un componente de esfera metálica se conecta al fémur remodelado.

Fin del procedimiento

Los nuevos componentes de la enartrosis o coyuntura esferoide se unen para formar la nueva articulación de la cadera.

